



BRL
MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ

PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU

DİZ SOĞUTMA PEDI

KNEE COOLING PAD

Ödem Azaltıcı Etki:

- Soğuk uygulama, damarların büzülmesine (vazokonstriksiyon) neden olarak bölgesel kan akışını yavaşlatır.
- Bu durum ameliyat bölgesindeki sıvı birikimini azaltarak ödemi en aza indirir.

Hematom Azaltma:


- Soğuk uygulaması, hasarlı kan damarlarından dokulara sızan kanı azaltır. Bu da Hematomun yayılmasını engeller.

Oedema Reducing Effect:

- Cold application causes the vessels to contract (vasoconstriction), slowing down the local blood flow.
- This minimises oedema by reducing fluid accumulation in the operation area.

Haematoma Reduction:

- Cold application reduces blood leaking from damaged blood vessels into the tissues. This prevents the spread of haematoma.



Ürün Modelleri Product Models

Diz, Omuz, Kafa, Yüz, Kalça ve Göğüs
Knee, Shoulder, Head, Face, Hip and Chest



Kontrollü sıcaklık ayarı

Controlled temperature adjustment.



Renkli dokunmatik panel

Color touchscreen panel



Hızlı programlama kolay arayüz

Quick programming, easy interface



Cool Star thermal kompresyon tedavi sistemi pedin içerisinde dolaştırılan sıvıyı soğutarak güvenli terapötik sıcaklık olan **10-20 °C** aralığında istenilen değerde tutar.

The Cool Star thermal compression therapy system cools the fluid circulating within the pad, maintaining the desired temperature within the safe therapeutic range of **10-20 °C**.



Cool Star thermal kompresyon tedavi sistemi uygulaması, post operatif dönemde hasta konforunu üst düzeyde tutar. Hastanede kalma süresini ve sürekli hemşire bakımını azaltarak **maliyeti düşürür.**

The Cool Star thermal compression therapy system application keeps patient comfort at a high level in the post-operative period. Reduces cost by reducing hospitalisation time and continuous nursing care.



YÜZ SOĞUTMA PEDI FACE COOLING PAD

Ağrı Azaltıcı Etki:

- Sinir iletimini yavaşlatarak, beyne iletilen ağrı sinyallerini azaltır. Bu sayede ameliyat sonrası ağrı daha az hissedilir.
- İnflamasyon başlangıçlarındaki ağrıyı ve şişliği kontrol altında tutar.
- Kas spazmlarını önleyici etkilidir, kasları gevşemeye ve ağrının daha da azalmasına yardımcı olur.

Pain-Reducing Effect:

- It reduces the pain signals transmitted to the brain by slowing down the transmission in the nervous system. In this way, postoperative pain is felt less.
- It keeps pain and swelling under control at the onset of inflammation.
- It is effective in preventing muscle spasms, helps to relax the muscles and further reduce pain.



Buz Yok
No Ice



Kesintisiz termal
regülasyon tedavisi
Continuous thermal
regulation therapy



Kolay taşınabilen ergonomik tasarım
Easily portable ergonomic design



Zaman ayarlı tedavi
Timed treatment



Sürekli sıvı devreden pedler
Continuous fluid circulation pads





Cool Star



BRL

MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ

BRL Medikal Sağlık Ürünleri İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

Güvenevler Mah. 29090 Nolu Sk. B Blok. Dülger Apt.
No.20 / A Şehitkamil, GAZİANTEP, TÜRKİYE
GSM: +90 (553) 487 11 44 GSM: +90 (507) 612 48 64
www.brmedikal.com
info@brmedikal.com

